




FREE EVOLUTION

SOLUÇÕES PARA CIRURGIAS DE BLOQUEIO

O KIT CÂNULA FREE EVOLUTION deve ser usado para o bloqueio ou estimulação percutânea elétrica do nervo, utilizando qualquer modelo de estimulador de baixa frequência, junto com solução anestésica padronizada. A estimulação, bem como o bloqueio anestésico, podem ser feitos em conjunto ou separadamente, à critério do médico.



ANVISA: 81659589034

Consulte instrução de uso e número do registro no site www.ineck.com.br.
Imagens meramente ilustrativas.

- Radiopaca
- Sonovisível
- Graduada



Bisel Curto Especial:

- Identifica facilmente o espaço perivascular com nítida sensação do "click";
- Reduz o risco de lesões no nervo.

Bevel 30°



Instrumentais

- 2 agulhas para estímulo e bloqueio medicamentoso;
- Seringa "Dose-control";
- Manifold 2 vias infusão múltipla.

Modelos

- Kit Cânula Free Evolution **50mm**
- Kit Cânula Free Evolution **100mm**
- Kit Cânula Free Evolution **150mm**

iNECK

Indústria e Comércio

+55 19 3557-5900 | falecom@ineck.com.br    @ineckindustria

Av. 16, 2214 – Jardim São Paulo | Rio Claro - SP | CEP 13503-020

ineck.com.br