



SPINE DISK

KIT CÂNULA PARA CIRURGIA
MINIMAMENTE INVASIVA DE COLUNA

O KIT SPINE DISK foi desenvolvido para assessorar os cirurgiões em conjunto com equipamento de shaver, com finalidade de acesso minimamente invasivo para realização de descompressão intradiscal, retirada de hérnia e ou estenose foraminal.



ANVISA: 81659589008

Consulte instrução de uso e número do registro no site www.ineck.com.br.
Imagens meramente ilustrativas.

Instrumentais



01 - Tubo de aspiração com coletor: Aspirar e armazenar os tecidos coletados durante o procedimento;

02 - Lâmina de shaver spine disk: Realizar a retirada de material do núcleo pulposo do disco intervertebral;

03 - Cânula de acesso: Permitir acesso dos demais instrumentos do kit, cânula e agulha de punção: guiar e auxiliar a perfuração da pele e tecidos;

04 - Trefina multifacetada: Retirada manual, de forma circular as aderências e tecidos;

05 - Insertor afiado: Guiar a entrada da cânula de acesso;

06 - Broca cortante: Auxiliar perfuração;

07 - Fio guia: Guiar a entrada da cânula através da incisão até o disco intervertebral.

iNECK
Indústria e Comércio

+55 19 3557-5900 | falecom@ineck.com.br    @ineckindustria

Av. 16, 2214 – Jardim São Paulo | Rio Claro - SP | CEP 13503-020

ineck.com.br