



# KIT SKIN FOOT

O kit cirúrgico de pequenas incisões para cirurgia de pé SKIN FOOT, é indicado para correção de deformidades ósseas e auxilia o cirurgião a realizar as seguintes patologias: hallux valgo e rígido (joanete), lesões de ossos sesamóides, dedos em garra ou martelo, neuroma de Morton, fascite plantar e esporão do calcâneo.



ANVISA: 81659589032


Consulte instrução de uso e número do registro no site [www.ineck.com.br](http://www.ineck.com.br).  
Imagens meramente ilustrativas.

# Instrumentais



- 01 - Bisturi descartável;
- 02 - Raspa maior e menor positiva e negativa;
- 03 - Raspa maior e menor negativa;
- 04 - Raspa maior e menor direita e esquerda;
- 05 - Raspa maior e menor reta;
- 06 - Broca cortante reta;
- 07 - Broca cortante angulada menor;
- 08 - Broca cortante angulada maior;
- 09 - Broca cortante cônica.

\* O comprimento total das brocas cortantes é de 75mm.



As fresas de desbastamento e corte que compõe o kit, tem o recobrimento de Nitreto de Titânio (TiN) trazendo como fator positivo a melhora das condições biológicas que são tão importantes ao processo de osseointegração e reduzindo drasticamente a possibilidade de osteonecrose.

Utilizado em conjunto com motor Drill

**iNECK**  
Indústria e Comércio

+55 19 3557-5900 | falecom@ineck.com.br    @ineckindustria

Av. 16, 2214 – Jardim São Paulo | Rio Claro - SP | CEP 13503-020

ineck.com.br